

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Seleccionar la temperatura girando la perilla "HEAT" (puede seleccionar temperaturas de 5°C - 540°C).
3. Seleccionar el tiempo de ejecución girando la perilla "STIR"
4. Una vez terminado el proceso de agitación, girar las perillas HEAT y STIR a su posición inicial.
5. Apagar el equipo retirando el enchufe del equipo de la corriente eléctrica.
6. Registra el uso del equipo