

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente
3. Elija el tipo de programa (prog 1, prog 2, prog 3, prog 4) a trabajar o regule con las teclas de flecha "SPEED" para ajustar la fuerza de gravedad deseada y seleccione el tiempo de ejecución con el botón "TIME"
4. Presione el botón START/STOP
5. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente
6. Apagar el equipo
7. Registrar el uso de equipo

■ *OJO: Durante la ejecución no puede abrir la tapa.*