

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
2. Presione el botón de encendido "ON" durante 3 a 5 segundos 3.
3. Si se desea cambiar el tiempo de desinfección UV, encienda la unidad y mueva la ventana a la posición de trabajo -- Mantenga presionado la tecla UV hasta que se muestre el tiempo preestablecido --- Para aumentar el tiempo, presione la tecla de la fuente de alimentación interna, para reducir el tiempo presione la tecla de luz de cámara de muestra, cada vez que se presiona la tecla se reduce y/o aumenta en 30 minutos --- Para guardar el valor, presione la tecla UV.
4. Registrar el uso de equipo.