

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Encender la luz fluorescente para iluminar el área de trabajo con el botón WHITE LIGHT.
3. Abra la pantalla protectora frontal hacia arriba para trabajar en la cabina.
4. Después de realizar la tarea, cierre la pantalla frontal protectora para proceder a descontaminar el área de trabajo.
5. Para usar la función de descontaminación UV, encienda el bloque UV (es decir, mover la llave a la posición ON).
6. Luego encienda el temporizador con la tecla UV CHAMBER TIMER (permite seleccionar el tiempo de exposición UV). El temporizador solo funcionará cuando la puerta esté cerrada. La configuración predeterminada es de 30 minutos ajustable en incrementos de 5 minutos. Si se desea cambiar el tiempo, mantenga presionado el botón UV CHAMBER TIMER un par de segundos.
7. Gire la llave a la posición de OFF después de la radiación UV.
8. Desconecte el cable de alimentación del circuito eléctrico.
9. Registrar el uso del equipo.

■ **NOTA:**