

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Cargar las muestras: Pipetee las muestras en los tubos de reacción
3. Pipetee las muestras en los tubos de reacción
4. Coloque el retenedor MicroAmp de 3x32 pocillos
5. Coloque los tubos MicroAmp dentro del dispositivo de retención que se colocó en el bloque de muestra.
6. Cierre la cubierta térmica
7. Seleccione el método a usar
8. Una vez que seleccione uno de los métodos, se mostrará en la pantalla la edición de método y si no se desea modificar ninguno de los parámetros, iniciar la ejecución directamente tocando la opción "CHOOSE BLOCK" (Elegir bloque)
9. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo