

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: CIMAREC

SERIE: C176814020504

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
 2. Seleccionar la temperatura girando la perilla "HEAT" (puede seleccionar temperaturas de 5°C - 540°C).
 3. Seleccionar el tiempo de ejecución girando la perilla "STIR"
 4. Una vez terminado el proceso de agitación, girar las perillas HEAT y STIR a su posición inicial.
 5. Apagar el equipo retirando el enchufe del equipo de la corriente eléctrica.
 6. Registra el uso del equipo
-