

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMOSCIENTIFIC

MODELO: LP VORTEX- MIXER

SERIE: F3KT17091

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación.
 2. Presionar el botón de encendido y apagado (POWER)
 3. Presionar el botón para operación manual o continua (MODE)
 4. Girar la perilla a la derecha para incrementar la intensidad de rotación (en caso de operación manual, presionar con el contenedor de la muestra, la platina del equipo hacia abajo).
 5. Apagar el equipo
 6. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
 7. Dejar el equipo limpio y cubrir con su funda protectora.
 8. Registrar el uso del equipo 9.
-