

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: BENCHMARK

MODELO: BIOCLAVE B400-16E

SERIE: 610559N16M2E01011

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
 2. Verificar que la cantidad de agua destilada en el tanque esté en el nivel indicado.
 3. Jalar hacia arriba la cuchilla de contacto ubicada en la parte posterior derecha.
 4. Presionar el botón de encendido/apagado ubicado debajo del panel de control en el lado frontal de la máquina.
 5. Abrir la puerta girando la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga
 6. Colocar los materiales a esterilizar (Siempre inserte un papel o tela de esterilización entre la bandeja y la muestra para evitar el contacto directo entre los diferentes materiales)
 7. Programar el proceso en el panel de control con la pantalla táctil.
 8. Presione el botón START, la máquina comenzará el ciclo automáticamente.
 9. Una vez finalizado el proceso de esterilización, esperar unos minutos para extraer los materiales.
 10. Apagar el equipo
 11. Registrar el uso de equipos 5.
-