

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: MEMMERT

MODELO: WNE14L1L3

SERIE: L412.2147

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
2. Verificar que el tanque del baño maría se encuentre con agua destilada en el nivel indicado.
3. estar entre las 2 líneas 4.
4. 5.
5. Presionar el botón de encendido posición ONN/OFF Seleccionar y programar los parámetros de operación del proceso en el panel de control, presionando el botón SET y girando la perilla al mismo tiempo.
6. Para programar el tiempo de la T° de espera para que llegue a la T° que se desee programar Para programar el tiempo de la T° de retención Una vez culminado el procedimiento apagar el equipo presionando el botón de encendido (ONN/OFF) Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica Registrar el uso del equipo.

■ *OJO: El nivel del agua destilada tiene que*