

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCTIENTIFIC
MODELO: DIGITAL SHAKING CRYBATH
SERIE: H8KT28020

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica 2.
2. 3.
3. Preparar el botón de encendido/ apagado ubicada en la parte lateral derecha Seleccionar y programar los parámetros de operación 4.
4. Para T° seleccionar el botón TEMP y ajustar la temperatura con el botón giratorio y presionar la perilla para guardar la temperatura objetivo.
5. 5.
6. Presione TIMER cuando el botón de temperatura no esté funcionando, ingrese la hora y los minutos usando el botón giratorio y guárdelo presionando la perilla de marcación.
7. 6.
8. 7.
9. 8.
10. Presione STAR/STOP Apagar el equipo Registrar el uso para iniciar la operación