

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: BIOBASE

MODELO: FH1500

SERIE: FH15Z1608072

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica 2.
2. Presionar el botón ON/OFF derecha) 3.
3. 4.
4. 5.
5. Presionar el botón de encendido del panel de control de la cabina La apertura de la ventana frontal se realiza presionando los botones del panel de control (la apertura frontal varía entre los 18 a 25 cm) 6.
6. 7.
7. Encender el ventilador de la cabina libremente 8.
8. 9.
9. Encender la luz fluorescente para iluminar el área de trabajo Introducir en la cabina extractora solo el material requerido para realizar el procedimiento. No sobrecargar la cabina Después de terminar el procedimiento, apagar el ventilador y la luz fluorescente Cerrar la ventana frontal Encender la luz UV para descontaminar el área de trabajo por un lapso de 30 minutos Apagar el equipo Registrar el uso del equipo.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. ubicada en la parte frontal, posición inferior para permitir que el aire fluya