

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: NUVE

MODELO: NF20

SERIE: 02-1044

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 4.
6. Abrir la tapa con el botón "OPEN" 5.
7. La tapa del rotor se abre presionando el botón rojo de desbloqueo en el asidero central de la tapa del rotor Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
8. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente de forma audible para que no pueda volver a abrirse manualmente después.
9. Seleccione la velocidad de la centrífuga a la que desee trabajar con el botón "SPEED"
Seleccione el tiempo de ejecución con el botón "TIME" Elija la T° deseada con el botón "TEMP"
Presione el botón de "START" (inicio) en el panel de control.
10. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
11. Registrar el uso del equipo 6.
12. 7.
13. 8.
14. 9.
15. 10.
16. 11.
17. 12.
18. 13.

■ **OJO:** Durante la ejecución no puede abrir la tapa.