

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: MICROCL-17

SERIE: 41862711

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido ON/OFF (Ubicado al lado posterior)
3. A continuación, se mostrará el panel de control 5.
4. 6.
5. 7.
6. 8.
7. incrementar o para disminuir.
8. Presionar el botón SET otra vez para guardar los cambios
9. Para comenzar el proceso, presionar el botón START
10. La centrifuga emitirá un sonido, que indicará el término del proceso.
11. Abra la tapa presionando el botón LID, retire los tubos con cuidado.
12. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
13. Registrar el uso del equipo
14. Presionar la perilla de encendido y la pantalla táctil se apagará
15. Apagar el equipo