

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MODELO: 5430

SERIE: 5427FJ523193

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. 2.
3. Presionar el botón de encendido ON/OFF (ubicado al lado posterior izquierdo) 3.
4. Presionar el botón standby, (ésta se ilumina de color verde) e inmediatamente se apertura la tapa A continuación, se mostrará el panel de control 4.
5. 4.
6. 5.
7. 6.
8. 7.
9. 8.
10. 9.
11. 10.
12. 11.
13. 12.
14. 13.
15. Abrir la tapa con el botón "OPEN" La tapa del rotor se abre presionando el botón rojo de desbloqueo en el asidero central de la tapa del rotor Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.
16. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente de forma audible para que no pueda volver a abrirse manualmente después.
17. Seleccione la velocidad de la centrífuga a la que desee trabajar con el botón "SPEED" Seleccione el tiempo de ejecución con el botón "TIME" Presione el botón de "START" (inicio) en el panel de control.
18. Una vez culminado el procedimiento, cerrar la tapa y presionar el botón apagado.
19. Registrar el uso del equipo Presionar el botón de encendido ON/OFF (ubicado al lado posterior) Abrir la tapa presionando el botón LID Colocar los tubos para centrifugar, asegurándose que todos contengan la misma cantidad de muestra.

20. Para programar la velocidad, presione el botón SET (el valor de la velocidad se mostrará en la pantalla) Programe la velocidad deseada, presionando los botones para incrementar o disminuir Presione el botón SET otra vez, el tiempo se mostrará en la pantalla.

21. Programe el tiempo deseado, presionando los botones para 5.

22. 6.

23. Retirar la tapa del rotor girando en sentido antihorario Coloque las muestras una frente de otra de manera simétrica, ya que la carga desigual puede provocar daños.

24. Cierre la tapa de la centrífuga presionándola ligeramente

25. Elija el tipo de programa (prog 1, prog 2, prog 3, prog 4) a trabajar o regule con las teclas de flecha "SPEED" para ajustar la fuerza de gravedad deseada y seleccione el tiempo de ejecución con el botón "TIME"

26. Presione el botón START/STOP

27. Una vez culminado el procedimiento de centrifugado la tapa se abre automáticamente

28. Apagar el equipo

29. Registrar el uso de equipo

■ *OJO: Durante la ejecución no puede abrir la tapa.*