

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC
MODELO: 1300
SERIE: 300093276

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica
 2. Presione el botón de encendido "ON" durante 3 a 5 segundos 3.
 3. 4.
 4. Encender la luz fluorescente Mueva la ventana a la posición de trabajo, la posición correcta se alcanza cuando se enciende el LED "verde".
 5. Espere hasta que se ilumine el LED verde flujo de aire constante.
 6. Instale los materiales de trabajo necesarios dentro del área de trabajo Introducir en la cabina de bioseguridad únicamente material requerido para realizar el procedimiento. No sobrecargar la cabina Después de completar el procedimiento retire las muestras de la cámara de muestra Desinfectar la cabina de bioseguridad Apagar el ventilador y la lámpara fluorescente.
 7. Realizar la desinfección UV: Cierre la ventana delantera y presione la tecla UV en el panel de control. Para cancelar o interrumpir el proceso de desinfección simplemente presione la tecla UV y deslice la ventana hacia arriba.
 8. Si se desea cambiar el tiempo de desinfección UV, encienda la unidad y mueva la ventana a la posición de trabajo -- Mantenga presionado la tecla UV hasta que se muestre el tiempo preestablecido --- Para aumentar el tiempo, presione la tecla de la fuente de alimentación interna, para reducir el tiempo presione la tecla de luz de cámara de muestra, cada vez que se presiona la tecla se reduce y/o aumenta en 30 minutos --- Para guardar el valor, presione la tecla UV.
 9. 5.
 10. 6.
 11. 7.
 12. 8.
 13. 9.
 14. 10.
 15. : Tecla de luz de cámara de muestra : Fuente de alimentación interna
 16. Registrar el uso de equipo.
-

