

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: VILBER LOURMAT

MODELO: BOX CX5.TS

SERIE: 17200796

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica 2.
 2. Presionar el interruptor de encendido/apagado ubicada en la parte posterior superior derecha
 3. La pantalla táctil del equipo se encenderá automáticamente
 4. Abrir la puerta del documentador de geles
 5. Colocar la muestra en gel de agarosa de la electroforesis al sistema de documentación de geles para iniciar la lectura
 6. Cerrar la puerta del documentador
 7. Seleccionar los parámetros con las teclas de la pantalla táctil del documentador para iniciar el proceso
 8. Retirar la muestra en gel de agarosa
 9. Apagar el equipo
 10. Registrar el uso del equipo.
 11. Registrar el cable de alimentación del equipo de la corriente eléctrica
-