

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: MP BIOMEDICALS

MODELO: FAST PREP- 24TM 5G

SERIE: 16040979

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido ON/OFF
3. (Ubicada en la Parte posterior)
4. Girar la perilla de encendido en sentido horario y la pantalla 5.
5. 6.
6. 7.
7. 8.
8. 9.
9. táctil del equipo se encenderá automáticamente.
10. En la pantalla de inicio FastPrep-24 5G, presione cualquiera de las 4 opciones, Por ejemplo "Recommended Programs0" en ella se selecciona la categoría adecuada para el tipo de muestra (plantas, bacterias, levaduras, etc.) Levantar la tapa del homogeneizador y cargar los tubos de muestra en los orificios de la cubierta de tubos y presione para que se asienten cómodamente.
11. Presionar la perilla de encendido y la pantalla táctil se apagará Apagar el equipo Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica