

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO

MODELO: HERACELL 150i

SERIE: 41996299

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Volcar suficiente agua tratada en la cuba de fondo del recinto útil. La cantidad de carga no puede sobrepasar la marca superior del nivel de agua
2. Asegurarse de que las válvulas de la instalación de suministro de CO₂ estén abiertas
3. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
4. Presione el interruptor de red (se encuentra 5.
5. 6.
6. 7.
7. 8.
8. 9.
9. 10.
10. 11.
11. 21.
12. 22.
13. integrado en la cubierta frontal (de una de las dos patas frontales del equipo).
14. Tras un breve tono de señal y una breve fase oscura, se indica el DISPLAY de la pantalla táctil. – Los sensores de los circuitos de regulación atraviesan una fase de calentamiento.
15. Para programar los parámetros requeridos ajuste los valores teóricos para la T° y el contenido de CO₂ en la pantalla táctil. Por ejemplo, para la Temperatura pulse el Valor Nominal – pulse la tecla + o – para aumentar o disminuir la Temperatura. Aceptar y guardar con la tecla INTRO.
16. Repetir el procedimiento para el contenido de CO₂ Introduce tus muestras Arranque el equipo, presione la tecla AUTO-START – luego INICIO Llenar el recinto útil, abrir ambas puertas del aparato, hasta que tras 30 segundos suene la señal de tiempo.
17. Cerrar ambas puertas de la incubadora – dar INICIO Una vez culminado el procedimiento. Apagar el equipo Registrar el uso de equipo.