

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: MEMMERT

MODELO: IF55

SERIE: D2150583

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica 2.
2. 3.
3. 4.
4. 5.
5. Presionar el botón de encendido (parte delantera) El panel de control de táctil encenderá automáticamente Para abrir la puerta, tire de la manilla hacia un lado (derecha). Para cerrar la puerta, empújela hasta el fondo y presione la manilla a un lado Para programar los parámetros requeridos, seguir los siguientes pasos: ■ Active el parámetro deseado (Ejem., Temperatura) presionando la tecla de activación (situada a la izquierda) ■ Ajuste el valor nominal deseado (p. ej., 37.0 °C) girando el botón giratorio a derecha o izquierda.
6. ■ 6.
7. Guarde el valor configurado presionando la tecla de confirmación. De este mismo modo se realizan los ajustes de los demás parámetros.
8. Introduce tus muestras 7.
9. 8.
10. Apaga el equipo presionando el botón Registrar el uso de equipo