

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: LABOMED

MODELO: CZM6

SERIE: 61113528

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Recoge la funda que cubre el microscopio y conecta el cable de alimentación del microscopio a una toma de corriente
2. Enciende el microscopio con el interruptor que se encuentra en 3.
3. 4.
4. 5.
5. 6.
6. 7.
7. 8.
8. la parte posterior del pie del microscopio Abra completamente el diafragma de apertura del condensador girando el anillo hacia el extremo derecho Coloque el espécimen a observar en el centro de la placa de vidrio Ajuste la intensidad de la luz con el control de iluminación según requiera Gire la perilla de control del zoom hasta lograr el aumento Retire la muestra observada y apague el microscopio Registra en el formato de uso de microscopio.