

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: UVP

MODELO: 95043804

SERIE: D125176

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica 2.
2. 3.
3. Presione el interruptor de encendido HEPA/ UV para operar el sistema de filtro. La configuración del ventilador de flujo de aire se puede ajustar de Bajo a Alto con el botón FAN SETTING
4. Encender la luz fluorescente para iluminar el área de trabajo con el botón WHITE LIGHT.
5. Abra la pantalla protectora frontal hacia arriba para trabajar en la cabina
6. Después de realizar la tarea, cierre la pantalla frontal protectora para proceder a descontaminar el área de trabajo.
7. Para usar la función de descontaminación UV, encienda el bloque UV (es decir mover la llave a la posición ON)
8. Luego encienda el temporizador con la tecla UV CHAMBER TIMER (permite seleccionar el tiempo de exposición UV). El temporizador solo funcionará cuando la puerta esté cerrada. La configuración predeterminada es de 30 minutos ajustable en incrementos de 5 minutos. Si se desea cambiar el tiempo mantenga presionado el botón UV CHMABER TIMER un par de segundos.
9. Gire la llave a la posición de OFF después de la radiación UV
10. Desconecte el cable de alimentación del circuito eléctrico
11. Registrar el uso del equipo.

■ **NOTA:**