

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS
MODELO: QUANTSTUDIO 3 REAL TIME
SERIE: 272320524

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
 2. Presionar el botón de encendido
 3. Se mostrará la pantalla de inicio lo siguiente: SIGN IN: Es la opción para crear una cuenta o para iniciar sesión en una cuenta ya creada LOAD EXPERIMENT: Opción para cargar experimento OPEN TEMPLATE: Para abrir plantillas de experimento RUN LAST: Verificar última ejecución SETTINGS: Opción de configuración, ajustes o calibrar los equipos : Icono de expulsión
 4. Cargue una plantilla de experimento existente o cree un plantilla de experimento
 5. Modifique la configuración del experimento según sea necesario
 6. Cargue la placa en el instrumento: ■ ■ Toque para expulsar el cajón del instrumento Cargue la placa en el adaptador de placa colocando el pozo A1 de la placa en la esquina superior izquierda del adaptador de placa, asegurándose de que el código de barra mire hacia el frente del instrumento ■ Toque para cerrar el cajón del instrumento
 7. Inicie la ejecución desde el instrumento
 8. Transfiera los resultados al software del escritorio y luego analícelos
 9. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo
-