

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS
MODELO: PROFLEX PCR SYSTEM
SERIE: 297804239

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
- 2.
- 3.
4. Presionar el botón de encendido Se mostrará la pantalla de inicio lo siguiente: SET UP RUN: Muestra la T° actual del bloque, tiempo transcurrido para una ejecución y el estado de la ejecución SIGN IN: Es la opción para crear una cuenta o para iniciar sesión en una cuenta ya creada NEW METHOD: Permite crear un nuevo método de ejecución INCUBATE: Para usar el instrumento como incubadora precisa para flujos de trabajo que no sean PCR SETTINGS: Opción de configuración
5. Cargar las muestras: Pipetee las muestras en los tubos de reacción
6. Pipetee las muestras en los tubos de reacción
7. Coloque el retenedor MicroAmp de 3x32 pocillos
8. Coloque los tubos MicroAmp dentro del dispositivo de retención que se colocó en el bloque de muestra.
9. Cierre la cubierta térmica
10. Seleccione el método a usar
11. Una vez que seleccione uno de los métodos, se mostrará en la pantalla la edición de método y si no se desea modificar ninguno de los parámetros, iniciar la ejecución directamente tocando la opción "CHOOSE BLOCK" (Elegir bloque)
12. Apagar el equipo y registrar el uso del equipo