

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica para que se encienda la balanza.
2. Verifica que la burbuja de indicador de estabilidad se encuentre en el interior del círculo interno de la bombilla, la estabilidad o nivelación se logra mediante mecanismos de ajuste roscado, ubicados en la base de la balanza.
3. Presionar el símbolo check (✓) en el panel de control con pantalla táctil.