

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: USA SCIENTIFIC

MODELO: IR

SERIE: 62947

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
 2. Presionar el botón de apertura de la tapa
 3. Cargar las muestras selladas verticalmente 4.
 4. 5.
 5. 6.
 6. 7.
 7. Presionar el botón de encendido Cerrar la tapa Una vez concluida el procedimiento apagar el equipo Registrar el uso del equipo
-