

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: SL - 8R

SERIE: 41677180

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Presionar el botón de encendido ON/OFF (Ubicado al lado derecho)
3. Durante un par de segundos aparece la siguiente lectura en el panel de control (el campo de visualización de la temperatura para el instrumento refrigerado).