

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: GLF
MODELO: 2004
SERIE: 11265706J

PROCEDIMIENTO DE USO

1. El destilador de agua ya se encuentra Conectado a la toma de corriente eléctrica.
2. Tomar en cuenta que la manguera de la destiladora debe estar conectada al grifo de agua y la otra manguera dejar en el lavadero del grifo
3. Para iniciar el proceso de destilación del agua abrir la llave del grifo 4.
4. 5.
5. 6.
6. 7.
7. 8.
8. Presionar el botón de encendido ON/OFF El destilado está listo para su funcionamiento Para extraer agua destilada: Levantar la llave del grifo de plástico negro (ubicada en la parte frontal) Apagar el equipo con el botón de encendido ON/OFF Registrar el uso de equipo