

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: AWARENESS

MODELO: STAT FAX 4200

SERIE: 4200-1994

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
 2. Presionar el botón de encendido (ubicado en la batería del cargador)
 3. La pantalla se mostrará automáticamente mostrando el panel táctil del equipo desplegando el menú de opciones
 4. Seleccionar el menú de pantallas táctil del equipo de ensayo a realizar
 5. Establecer los parámetros de la prueba a ejecutar
 6. Para correr una prueba se puede utilizar los protocolos establecidos en el programa o se pueden crear protocolos de acuerdo a los kits a utilizar
 7. Apagar el equipo
 8. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
-