

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC

MODELO: REVCO

SERIE: 015560910116080

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
 2. Girar la llave de encendido a la posición POWER ON (ubicada en la parte frontal, posición inferior izquierda).
 3. Programar los parámetros de la Temperatura requerida con los botones del panel de control 4.
 4. 5.
 5. 6.
 6. Abrir la puerta de la congeladora a -30° C e introducir las muestras a conservar La congeladora está lista para su funcionamiento Registrar el uso del equipo.
-