

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: THERMO SCIENTIFIC REVCO

MODELO: REL2304D22

SERIE: 117786801110214

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica
 2. Girar la llave de encendido a la posición POWER ON.
 3. Programar los parámetros de la Temperatura requerida 4.
 4. 5.
 5. 6.
 6. 7.
 7. con los botones del panel de control Abrir la puerta de la refrigeradora e introducir las muestras a conservar.
 8. Si se desea luz en el interior de la refrigeradora presionar el botón LIGHT (botón amarillo) La refrigeradora está lista para su funcionamiento Registrar el uso del equipo.
-